

LINHA

adherence

SILICONE EXPANDIDO

código

BDJ

BEJ

BFJ

AXJ

perfil

alto
completosuperalto
completosuperalto
distendidonatural
distendido

volume (cc)

base
(mm)proj
(mm)base
(mm)proj
(mm)base
(mm)proj
(mm)base
(mm)proj
(mm)

125

88

33

84

37

-

-

-

-

150

92

35

88

39

84

42

87

49

175

97

40

90

42

88

44

91

53

200

101

41

95

43

90

45

97

55

225

103

42

99

44

96

47

100

56

250

107

43

102

45

100

49

102

60

275

110

44

104

48

102

51

106

62

300

112

46

106

49

105

52

109

63

325

115

47

108

50

107

54

111

64

350

117

49

110

53

109

55

114

65

375

120

50

111

54

110

57

117

66

400

121

53

113

57

111

59

119

69

450

-

-

-

-

113

69

120

75

500

130

57

119

62

-

-

-

-

550

-

-

-

-

120

72

129

79

600

138

60

126

69

-

-

-

-

650

-

-

-

-

126

77

137

83

700

143

65

130

75

-

-

-

-

750

-

-

-

-

130

81

142

89

800

148

67

133

79

-

-

-

-

850

-

-

-

-

133

84

148

95

900

-

-

-

-

-

-

-

-

1000

157

73

140

89

-

-

-

-

1100

-

-

-

-

140

93

156

105

*Podem ocorrer variações de até +/- 3 mm