

SOMOS PARTE DE
TODAS AS FORMAS
DE BELEZA



lifesteers

IMPLANTES DE SUCÇÃO
IMPLANTES D

SOLUÇÕES INOVADORAS PARA CADA TIPO DE NECESSIDADE E PARA CADA TIPO DE BELEZA.

A Lifesil é uma empresa 100% brasileira que, desde sua fundação em 2005, tem o real compromisso da fabricação de produtos para saúde, entre estes, implantes mamários e fita de gel de silicone, que são fabricados à base de silicone grau médico, sendo modernos e confiáveis para a classe médica e seus pacientes.

Com capacidade de produção de mais de 200.000 implantes/ano, possuímos disponibilidade de produto e uma rede de distribuição em todo o Brasil, garantindo uma logística rápida e ágil.



CIÊNCIA ALTA TECNOLOGIA SEGURANÇA INOVAÇÃO


Certificados por Organismo de Certificação de Produto Acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro, de acordo com a Portaria INMETRO nº 05/2022. Os Implantes mamários Lifesil são estéreis e preenchidos com gel de silicone grau médico altamente coesivo, tecnologia Nusil (FDA).

DIVERSAS OPÇÕES PARA DIFERENTES BIOTIPOS



Para facilitar a decisão do médico e oferecer resultados estéticos satisfatórios, a Lifesil disponibiliza linhas de implantes mamários no modelo redondo com 2 opções de textura, 3 tipos de perfil e 24 volumes diferentes, permitindo ao cirurgião realizar abordagens individualizadas aos diferentes biotipos das pacientes.

Desenvolvidas com tecnologia avançada, as texturas dos implantes mamários Lifesil possuem características diferenciadas e são adequados para oferecer ao cirurgião diferentes opções, de acordo com as especificidades de cada caso.



	BASE	PROJEÇÃO	LVC
ALTO COMPLETO			
SUPER ALTO COMPLETO			
SUPER ALTO DISTENDIDO			



absolute



IMPLANTE MAMÁRIO COM MICROTTEXTURA DE SILICONE

O implante mamário Lifesil da linha Absolute® foi desenvolvido para atender as diferentes necessidades de médicos e pacientes de forma versátil, com superfície microtexturizada. Apresenta baixo índice de contratura capsular e resultados estéticos satisfatórios.

Oferece extraprojeção ao polo superior da mama comparado ao implante perfil super alto completo. Sua base de circunferência reduzida é ideal para pacientes com tórax estreito ou quando há necessidade de maior projeção sem alteração da base.

EXCLUSIVO PERFIL DISTENDIDO:

MAIOR PROJEÇÃO
DO POLO SUPERIOR



PERFIL SUPER ALTO
DISTENDIDO

PERFIL SUPER ALTO
COMPLETO





TABELA DE MEDIDAS

código	BDI			BEI			BFI		
perfil	alto completo			super alto completo			super alto distendido		
Volume (cc)	base (cm)	proj (cm)	LVC (cm)	base (cm)	proj (cm)	LVC (cm)	base (cm)	proj (cm)	LVC (cm)
125	8,7	3,3	5,9	8,3	3,7	6,1	-	-	-
150	9,1	3,5	6,2	8,7	3,9	6,4	8,3	4,2	6,5
175	9,7	4,0	6,9	8,9	4,2	6,7	8,7	4,4	6,8
200	10,0	4,1	7,0	9,5	4,3	7,0	8,9	4,5	7,0
225	10,2	4,2	7,2	9,9	4,4	7,3	9,5	4,7	7,4
250	10,6	4,3	7,5	10,1	4,5	7,4	9,9	4,9	7,7
275	10,9	4,4	7,7	10,4	4,8	7,8	10,1	5,1	7,9
300	11,1	4,6	8,0	10,6	4,9	8,0	10,4	5,2	8,1
325	11,4	4,7	8,2	10,8	5,0	8,1	10,6	5,4	8,4
350	11,7	4,9	8,4	11,0	5,3	8,5	10,8	5,5	8,5
375	11,9	5,0	8,6	11,1	5,4	8,6	10,9	5,7	8,7
400	12,0	5,3	8,9	11,3	5,7	8,9	11,1	5,9	9,0
450	-	-	-	-	-	-	11,3	6,9	10,1
500	12,9	5,7	9,6	11,9	6,2	9,6	-	-	-
550	-	-	-	-	-	-	11,9	7,2	10,5
600	13,7	6,0	9,6	12,5	6,9	10,5	-	-	-
650	-	-	-	-	-	-	12,5	7,7	11,2
700	14,2	6,5	10,7	12,9	7,5	11,1	-	-	-
750	-	-	-	-	-	-	12,9	8,1	11,7
800	14,8	6,7	11,0	13,2	7,9	11,6	-	-	-
850	-	-	-	-	-	-	13,2	8,4	12,1
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	15,6	7,3	11,9	13,9	8,9	13,7	-	-	-
1100	-	-	-	-	-	-	13,9	9,3	13,2

*Podem ocorrer variações de até +/- 0,3 cm



absolute

adherence



IMPLANTE MAMÁRIO DE ESPUMA DE SILICONE

O implante mamário Lifesil Adherence® apresenta tecnologia de silicone expandido. Composto 100% por silicone grau médico, é totalmente biocompatível aos tecidos humanos, causando menor reação inflamatória e diminuindo a possibilidade de contratura capsular.

Incorporada à superfície do invólucro, a textura de silicone expandido proporciona ao implante elevada aderência aos tecidos mamários, dificultando a lateralização e a ptose mamária, garantido assim resultados melhores e mais duradouros.





TABELA DE MEDIDAS

código	BDJ			BEJ			BFJ		
perfil	alto completo			super alto completo			super alto distendido		
Volume (cc)	base (cm)	proj (cm)	LVC (cm)	base (cm)	proj (cm)	LVC (cm)	base (cm)	proj (cm)	LVC (cm)
125	8,8	3,3	5,9	8,4	3,7	6,1	-	-	-
150	9,2	3,5	6,2	8,8	3,9	6,7	8,4	4,2	6,5
175	9,7	4,0	6,8	9,0	4,2	6,8	8,8	4,4	6,9
200	10,1	4,1	7,1	9,5	4,3	7,0	9,0	4,5	7,0
225	10,3	4,2	7,2	9,9	4,4	7,2	9,6	4,7	7,4
250	10,7	4,3	7,4	10,2	4,5	7,4	10,0	4,9	7,7
275	11,0	4,4	7,6	10,4	4,8	7,8	10,2	5,1	8,0
300	11,2	4,6	7,9	10,6	4,9	7,9	10,5	5,2	8,2
325	11,5	4,7	8,1	10,8	5,0	8,1	10,7	5,4	8,4
350	11,7	4,9	8,3	11,0	5,3	8,4	10,9	5,5	8,6
375	12,0	5,0	8,5	11,1	5,4	8,5	11,0	5,7	8,8
400	12,1	5,3	8,8	11,3	5,7	8,9	11,1	5,9	9,0
450	-	-	-	-	-	-	11,3	6,9	10,1
500	13,0	5,7	9,5	11,9	6,2	9,6	-	-	-
550	-	-	-	-	-	-	12,0	7,2	10,6
600	13,8	6,0	10,0	12,6	6,9	10,4	-	-	-
650	-	-	-	-	-	-	12,6	7,7	11,2
700	14,3	6,5	10,6	13,0	7,5	11,2	-	-	-
750	-	-	-	-	-	-	13,0	8,1	11,8
800	14,8	6,7	11,0	13,3	7,9	11,7	-	-	-
850	-	-	-	-	-	-	13,3	8,4	12,2
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	15,7	7,3	11,8	14,0	8,9	13,0	-	-	-
1100	-	-	-	-	-	-	14,0	9,3	13,3

*Podem ocorrer variações de até +/- 0,3 cm



adherence



Exclusiva tecnologia DSS - Dual Shell System:

Resistência e extraproteção contra rupturas.

Camada intermediária de barreira:

Dificulta o processo de migração do gel.

Alta coesividade do gel:

Contenção total no interior do invólucro, mesmo em caso de rupturas.


Mais gel no preenchimento:

Estrutura mais firme, dificultando a formação de rippling.

Base convexa:

Perfeita adaptação à anatomia dos tecidos no interior da loja mamária.


DSS
DUAL SHELL SYSTEM®



INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS



FÁCIL ESTERILIZAÇÃO • DURABILIDADE • SUPERFÍCIE LISA



TODAS AS TESOURAS COM
SUPERCUT
LÂMINAS WIDIA

- SERRILHADO
- TUNGSTÊNIO DE CARBONO
- +PRECISÃO
- MAIS TEMPO AFIADO

DISPONÍVEL EM DUAS CORES

- BLACK
- ROSE GOLD

Produzido com aço inox, revestido com Titânio ceramizado;
Carboneto de Tungstênio;
Cobertura de cerâmica



FITAS DE GEL DE SILICONE



Indicada para prevenção de má formação cicatricial, como cicatrizes hipertróficas e quelóides

A Fita de Gel de Silicone Lifesil é um produto não estéril, feito à base de silicone de grau médico, altamente biocompatível com o tecido humano e seu poder de hidratação ajuda na redução dos sintomas de prurido nas cicatrizes.




É autoadesiva e, como possui alto grau de elasticidade, se adapta bem aos movimentos do corpo.

As fitas são um método não invasivo e uma opção de primeira linha na prevenção e tratamento de cicatrizes. Para aplicá-las, não é necessário o uso de medicamentos adicionais.


Hipoalergênicas, elas são clinicamente testadas e aprovadas pela ANVISA.

BENEFÍCIOS

- Previne a má-formação cicatricial, como queloides e cicatrizes hipertróficas.
- Hidrata e auxilia no processo de renovação da pele.
- Melhora a coloração e a textura das cicatrizes.
- Adaptável para uso em vários locais do corpo e, se recortada não perde aderência.
- Aplicação e remoção fáceis e indolores.
- Discreta, impermeável, flexível e confortável.
- Possui alta compressão e aderência na pele.
- Suaviza rugas, sinais e linhas de expressão.
- Reduz a tensão e a incidência de coceira.
- Utilização prolongada (lavável e reutilizável);



DISPONÍVEL NOS FORMATOS:



Formato "T" de 20 x 9 cm
blister com 02 unidades



Tiras de 10 x 2 cm
blister com 05 unidades




Tiras de 15 x 2 cm
blister com 04 unidades



Discos de 5,5 cm
blister com 02 unidades



Placa de 15 x 10 cm
blister com 01 unidade



OS PRODUTOS ESTÃO REGISTRADOS NA ANVISA SOB OS NÚMEROS: 80359820002. IMPLANTE MAMÁRIO TEXTURIZADO | 80359820001 FITA DE GEL DE SILICONE | FEVEREIRO 2024 | VERSÃO 008 | MATERIAL DESTINADO AO PROFISSIONAL MÉDICO

IMPLANTES DE SILICONE



Lifesil

Rua José Mendes Sobrinho, 536 - Curitiba, Paraná
81350-320
+55 (41) 3288-8000

www.lifesil.com.br



@lifesilsilicone



/lifesilsilicone